

禁忌症及注意事项详见说明书

苏械广审(文)第300109-02343号

B&N®
邦尼医疗
Bonnie Medical



邦尼医疗科技(常州)有限公司
Bonnie Medical Device Technology (Changzhou) Co., Ltd.

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou) Co., Ltd.

地址: 江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话: 0519-8818 8331

邮箱: bnylkj2018@163.com

一次性使用

包皮切割吻合器

Disposable Circumcision Staplers

一次性使用
包皮切割吻合器

(苏械注准20202020033)

Disposable
Circumcision Staplers

适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术。



B款



A、C款



D款

A 型技术参数

规格型号	钉数(个)	切割直径(mm)	钉高(mm)
B13A	10	13	2.7±0.5
B15A	11	14.5	
B17A	12	17	
B22A	16	21.3	
B26A	18	25.2	
B30A	20	28.6	
B32A	22	32	
B34A	24	34	
B36A	26	36	

C 型技术参数

规格型号	钉数(个)	切割直径(mm)	钉高(mm)
B13C	10	13	3±0.5
B15C	11	15	
B17C	12	17	
B22C	16	21.3	
B26C	18	25.2	
B30C	20	28.6	
B32C	22	32	
B34C	24	34	
B36C	26	36	

B 型技术参数

规格型号	钉数(个)	切割直径(mm)	钉高(mm)
B12B	10	13	2.8±0.5
B15B	11	15	
B17B	12	16.5	
B18B	14	19	
B21B	15	21	
B26B	18	25	
B29B	20	29	
B32B	22	32	
B34B	24	34	

D 型技术参数

规格型号	钉数(个)	切割直径(mm)	钉高(mm)
B13D	10	13	3±0.5
B15D	11	15	
B17D	12	17	
B22D	16	21.3	
B26D	18	25.2	
B30D	20	28.6	
B32D	22	32	
B34D	24	34	
B36D	26	36	